

## Anticorpo Monoclonale Anti-Aldh3A1 Di Coniglio Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11883

Numero articolo: CM0009592



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ALDH3A1, una aldeide deidrogenasi citoplasmatica di 50 kDa. Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla cornea e sulla disintossicazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | ALDH3A1 Rabbit mAb                                                                                                               |
| Note/Alias            | AHDC; Aldh; Ahd-c; Aldh3; Aldh3a1                                                                                                |
| Specie                | Ratto                                                                                                                            |
| GeneID (Umano)        | 218                                                                                                                              |
| GeneID                | 25375                                                                                                                            |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-103 di Aldh3a1 di ratto (NP_114178.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                         |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                            |
| Applicazione          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                               |
| SWISS                 | P11883                                                                                                                           |
| Peso Proteico         | 50kDa                                                                                                                            |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                               |