

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Aldh4A1 Per Wb - P30038

Numero articolo: CM0012665



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'ALDH4A1 umano, validato per WB, IHC, IF/ICC, ELISA. Rileva umano, topo, ratto. Ideale per lo studio del metabolismo della prolina e della funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-ALDH4A1
Note/Alias	P5CD; ALDH4; P5CDh; ALDH4A1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8659
GeneID	8659
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P30038
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio