

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Aldh4A1 Per Wb, Elisa - P30038

Numero articolo: CM0013302



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità targeting ALDH4A1 umano (Delta-1-pirrolina-5-carbossilato deidrogenasi). Adatto per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Strumento essenziale per la ricerca sul metabolismo della proina, il ciclo dell'urea e le patologie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ALDH4A1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	P5CD; ALDH4; P5CDh; ALDH4A1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	8659
ID gene	8659
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 354-563 di ALDH4A1 umano (NP_003739.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P30038
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio