


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Aldh5A1 Per Wb, Elisa - P51649

Numero articolo: CM0014560



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia ALDH5A1 (SSADH, SSDH), validato per applicazioni Western blot ed ELISA in essere umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo del GABA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ALDH5A1 Rabbit pAb
Note / Alias	SSDH; SSADH; ALDH5A1
Specie	Umana
GenelD (umana)	7915
GenelD	7915
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P51649
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio