


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Aldh5A1/Ssadh Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51649

Numero articolo: CM0007111



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio targeting ALDH5A1/SSADH umano per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per ricerche sul metabolismo del GABA e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Aldeide deidrogenasi 5-A1/SSADH/ALDH5A1 mAb di coniglio
Note / Alias	SSDH; SSADH; Aldeide deidrogenasi 5-A1
Specie	Uomo
GenelD (umano)	7915
GenelD	7915
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 777-976 di ALDH5A1 umano (NP_001071.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P51649
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio