

Anticorpo Policlonale Anti-Aldh6A1 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02252

Numero articolo: CM0016804



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ALDH6A1 (MMSDH), adatto per IHC-P, IF/ICC ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla malonato-semialdeide deidrogenasi mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ALDH6A1 Rabbit pAb
Note/alias	MMSDH; MMSADHA; ALDH6A1
Specie	Umano
GeneID (umano)	4329
GeneID	4329
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 326-535 di ALDH6A1 umano (NP_005580.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q02252
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante