

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Aldh6A1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q02252

Numero articolo: CM0025160



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira a ALDH6A1, validato per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Rileva la metilmalonato-semialdeide deidrogenasi mitocondriale coinvolta nel catabolismo della valina/timina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ALDH6A1 Rabbit pAb
Note/Alias	MMSDH; MMSADHA; ALDH6A1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4329
Gene ID	4329
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 326-535 di ALDH6A1 umano (NP_005580.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q02252
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio