


Anticorpo Monoclonale Anti-Aldh7A1 Per Wb, Elisa - P49419

Numero articolo: CM0002033



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-ALDH7A1 validato per WB ed ELISA. Rileva ALDH7A1 umana e murina, una aldeide deidrogenasi multifunzionale coinvolta nella difesa da stress ossidativo, nel catabolismo della lisina e nell'inibizione della ferroptosi. Ideale per la ricerca sul cancro e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ALDH7A1 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	EPD; PDE; ATQ1; ALDH7A1
Specie	Umano
GeneID (umano)	501
GeneID	501
Immunogeno	Peptide sintetico. Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'ALDH7A1 umana (P49419).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P49419
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio