


Anticorpo Policlonale Anti-Aldh7A1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49419

Numero articolo: CM0028906



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'ALDH7A1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo degli aldeidi, della ferroptosi e dell'epilessia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	ALDH7A1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	EPD; PDE; ATQ1; ALDH7A1
Specie	Umano
ID Gene	501
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 430-539 dell'ALDH7A1 umana (NP_001173.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49419
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio