


Anticorpo Policlonale Anti-Aldoa Per Wb, If/Icc, Elisa - P04075

Numero articolo: CM0014590



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ALDOA umana, validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Riconosce ALDOA di origine umana, murine e ratto. Adatto per la ricerca sulla glicolisi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ALDOA Rabbit pAb
Note/Alias	ALDA; GSD12; HEL-S-87p; ALDOA
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	226
ID Gene	226
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-348 dell'ALDOA umana (NP_908930.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P04075
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio