


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Aldoa Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04075

Numero articolo: CM0003459



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ALDOA ad alta affinità adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Mira all'ALDOA umano (P04075), reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla glicolisi e sulla gluconeogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ALDOA Rabbit mAb
Note/Alias	ALDA; GSD12; HEL-S-87p; ALDOA
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	226
ID Gene	226
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'Aldolasi umana (P04075).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04075
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio