


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Aldob Per Wb, If/Icc, Elisa - P05062

Numero articolo: CM0025061



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-ALDOB di alta qualità convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce ALDOB umano, murino e ratto. Ideale per studi sulla glicolisi, gluconeogenesi e soppressore tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ALDOB Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ALDB; ALDO2; ALDOB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	229
GeneID	229
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-200 di ALDOB umano (NP_000026.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P05062
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio