

Anticorpo Policlonale Anti-Alg1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Bt22

Numero articolo: CM0029607

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'ALG1 umano, una mannosiltransferasi chiave nella N-glicosilazione. Convalidato per WB e ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla glicobiologia e le malattie congenite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	ALG1 Rabbit pAb
Note/Alias	HMT1; MT-1; CDG1K; HMT1; HMT-1; Mat-1; hMat-1; ALG1
Specie	Umana
GeneID (umano)	56052
GeneID	56052
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 215-464 dell'ALG1 umano (NP_061982.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9BT22
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio