

Anticorpo Policlonale Anti-Alg2 Per Wb, Elisa - Q9H553

Numero articolo: CM0028881

introduzione

ALG2 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per Western blot e ELISA, diretto contro ALG2 umana, una mannosiltransferasi coinvolta nella N-glicosilazione, adatto per la ricerca sui disturbi della glicosilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ALG2 Rabbit pAb
Note/Alias	CDG1I; CDGII; CMS14; NET38; CMSTA3; hALPG2; ALG2
Specie	Umana
ID gene (Umano)	85365
ID gene	85365
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 197-416 di ALG2 umana (NP_149078.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q9H553
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio