

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Alg5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y673

Numero articolo: CM0019939

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ALG5, validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva ALG5 endogeno in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della biosintesi degli oligosaccaridi legati al dolicolo e delle vie di N-glicosilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ALG5 Rabbit pAb
Note/Alias	PKD7; bA421P11.2; ALG5
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	29880
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 34-190 di ALG5 umano (NP_037470.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9Y673
Peso della proteina	37 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante