


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Alix / Pdcd6lp Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wum4

Numero articolo: CM0020201



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ALIX/PDCD6IP umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul sorting endosomiale, l'apoptosi e il budding virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ALIX / PDCD6IP Rabbit pAb
Note/Alias	AIP1; ALIX; HP95; DRIP4; MCPH29; ALIX / PDCD6IP
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10015
ID Gene	10015
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di ALIX / PDCD6IP umano (NP_037506.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WUM4
Peso Proteico	96kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio