


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Alix Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q8Wum4

Numero articolo: CM0007199



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ALIX di alta qualità validato per Western blot, IF/ICC, IP e ELISA. Reagisce con ALIX di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca su esosomi, endocitosi e apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ALIX Rabbit mAb
Note/Alias	AIP1; ALIX; HP95; DRIP4; MCPH29
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10015
GeneID	10015
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8WUM4
Peso proteico	96kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio