

Anticorpo Policlonale Anti-Alk Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Um73

Numero articolo: CM0017646



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia il recettore della tirosin-chinasi ALK umana (CD246). Validato per WB, IF/ICC, ELISA, reagisce con campioni umani e di topo. Adatto per studi di neurobiologia, oncologia e metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ALK Rabbit pAb
Note/Alias	ALK1; CD246; NBLST3; ALK
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	238
GeneID	238
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1521-1620 dell'ALK umano (NP_004295.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9UM73
Peso Proteico	176kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio