

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Alk Per Wb, Elisa - Q9Um73

Numero articolo: CM0004624



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il recettore tirosin chinasi ALK umano. Adatto per Western blot e ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione di ALK nello sviluppo neuronale e nella ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ALK Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	ALK1; CD246; NBLST3; ALK
Specie	Umana
GeneID (Umano)	238
GeneID	238
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	Q9UM73
Peso Proteico	176kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio