


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfatasi Alcalina (Alpl) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P05186

Numero articolo: CM0002178



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante che riconosce l'ALPL umano (P05186). Validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla mineralizzazione scheletrica e sulla termogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-Fosfatasi Alcalina (ALPL)
Note/Alias	HOPS; HPPA; HPPC; HPPI; HPPO; TNAP; TNALP; APTNAP; TNSALP; AP-TNAP; TNS-ALP; Fosfatasi Alcalina (ALPL)
Specie	Umano
ID Gene	249
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Fosfatasi Alcalina umana (ALPL) (P05186)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05186
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio