


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfatasi Alcalina (Alpl) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05186

Numero articolo: CM0017511



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega alla fosfatasi alcalina umana (ALPL), validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla mineralizzazione scheletrica e sulla termogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfatasi Alcalina (ALPL) pAb coniglio
Osservazioni/Alias	HOPS; HPPA; HPPC; HPPI; HPPO; TNAP; TNALP; APTNAP; TNSALP; AP-TNAP; TNS-ALP; Fosfatasi Alcalina (ALPL)
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	249
Gene ID	249
Immunogeno	Proteina ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-260 della fosfatasi alcalina umana (ALPL) (NP_000469.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05186
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio