

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfatasi Alcalina (Alpl) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P05186

Numero articolo: CM0017856



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la fosfatasi alcalina umana (ALPL) per Western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche su mineralizzazione scheletrica, biomineralizzazione e metabolismo della vitamina B6.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Fosfatasi Alcalina (ALPL) Rabbit pAb
Note / Alias	HOPS; HPPA; HPPC; HPPI; HPPO; TNAP; TNALP; APTNAP; TNSALP; AP-TNAP; TNS-ALP; Alkaline Phosphatase (ALPL)
Specie	Umana
ID gene (Umano)	249
ID gene	249
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 230-440 della Fosfatasi Alcalina (ALPL) umana (NP_000469.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05186
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio