


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Alkbh1 Per Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q13686

Numero articolo: CM0007526



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la dioxygenasi nucleica ALKBH1 umana, convalidato per WB, IP, IF/ICC e ELISA. Riconosce ALKBH1 di origine umana, murina e di ratto. Ideale per ricerche sulla riparazione del DNA, demetilazione dell'RNA di trasferimento e epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ALKBH1 Rabbit mAb
Note / Alias	ABH; ABH1; alkB; hABH; ALKBH; ALKBH1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8846
GeneID	8846
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 290-389 di ALKBH1 umano (NP_006011.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13686
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio