


Anticorpo Monoclonale Anti-ALKBH1 Di Coniglio Per Wb, Ip, IHC-P, Elisa - Q13686

Numero articolo: CM0008567



introduzione

ALKBH1 Rabbit mAb (Q13686) validato per WB, IP, IHC-P, ELISA. Riconosce ALKBH1 umano, di topo, di ratto. Adatto per studi di demetilazione di tRNA/DNA, riparazione del DNA e traduzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ALKBH1 Rabbit mAb
Note/Alias	ABH; ABH1; alkB; hABH; ALKBH; ALKBH1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8846
ID Gene	8846
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di ALKBH1 umano (Q13686).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13686
Peso Proteico	44 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio