

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Alkbh1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13686

Numero articolo: CM0013869



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ALKBH1 validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA su campioni umani e murini. Punta la diossigenasi degli acidi nucleici ALKBH1, un enzima chiave nella demetilazione del tRNA e nella riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ALKBH1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ABH; ABH1; alkB; hABH; ALKBH; ALKBH1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8846
ID Gene	8846
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-389 dell'ALKBH1 umano (NP_006011.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q13686
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio