

## Anticorpo Policlonale Anti-Alkbh4 Per Wb, If/Icc - Q9Nxw9

Numero articolo: CM0014407

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia ALKBH4, una diossigenasi che demetila actina e DNA. Convalidato per WB e IF/ICC in campioni umani e di topo. Adatto per lo studio della citochinesi e della regolazione della cromatina nella ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | ALKBH4 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias          | ABH4; ALKBH4                                                                                                                 |
| Specie              | Uomo                                                                                                                         |
| ID gene (Uomo)      | 54784                                                                                                                        |
| ID gene             | 54784                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-302 di ALKBH4 umano (NP_060091.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Reattività crociata | Uomo, Topo                                                                                                                   |
| SWISS               | Q9NXW9                                                                                                                       |
| Peso proteico       | 34kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                        |