


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Alkbh5 Per Wb, Elisa - Q6P6C2

Numero articolo: CM0004279



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro l'ALKBH5 umano (RNA demetilasi ALKBH5). Convalidato per WB ed ELISA; cross-reattivo con topo e ratto. Ideale per applicazioni di ricerca epitrascrittomica ed epigenetica dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ALKBH5 Rabbit mAb
Note/Alias	ABH5; OFOXD; OFOXD1; ALKBH5
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	54890
ID Gene	54890
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 66-394 dell'ALKBH5 umano (NP_060228.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6P6C2
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio