


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-ALKBH5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P6C2

Numero articolo: CM0017835



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit ALKBH5 convalidato per WB, IHC-P e ELISA. Rileva ALKBH5 di uomo, topo e ratto, una demetilasi dell'RNA fondamentale per la modificazione m6A nell'epitrascrittomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ALKBH5 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ABH5; OFOX1; OFOX2; ALKBH5
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	54890
GeneID	54890
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 245-394 di ALKBH5 umano (NP_060228.3).
Provenienza	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q6P6C2
Peso proteico	44 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio