


Anticorpo Policlonale Anti-Alkbh8 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Bt7

Numero articolo: CM0030839



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ALKBH8 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Riconosce ALKBH8 umano, di topo e di ratto, ideale per studi sulla modifica del tRNA e sulla risposta al danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb Coniglio ALKBH8
Note/Alias	ABH8; TRM9; MRT71; TRMT9; TRMT9A; ALKBH8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	91801
GeneID	91801
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 di ALKBH8 umano (NP_620130.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96BT7
Peso Proteico	75kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio