


Anticorpo Policlonale Anti-Alox12 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P18054

Numero articolo: CM0015018



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ALOX12 umano (12-lipossigenasi). Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce anche con campioni di topo e ratto. Rileva una proteina di circa 76 kDa. Adatto per la ricerca sull'attivazione piastrinica, l'infiammazione e la biologia tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ALOX12 pAb di coniglio
Note/alias	LOG12; 12-LOX; 12S-LOX; ALOX12
Specie	Uomo
GeneID (umano)	239
GeneID	239
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 483-663 di ALOX12 umano (NP_000688.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P18054
Peso della proteina	76 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante