

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Alox12B Per Wb, Elisa - 075342

Numero articolo: CM0020861

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro ALOX12B umana (12R-LOX), validato per WB ed ELISA, che riconosce umano, topo e ratto. Essenziale per lo studio della funzione di barriera cutanea e del metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ALOX12B Rabbit pAb
Note/Alias	ARCI2; 12R-LOX; ALOX12B
Specie	Umano
GenelD (Umano)	242
GenelD	242
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di ALOX12B umana (NP_001130.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075342
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio