

Anticorpo Monoclonale Anti-Alox15 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P16050

Numero articolo: CM0006936

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia l'ALOX15 umano (12/15-lipossigenasi). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Immunogeno proteico ricombinante. Ideale per studi sulla biosintesi dei mediatori lipidici e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ALOX15 Rabbit mAb
Note/Alias	LOG15; 12-LOX; 15-LOX; 15-LOX-1; ALOX15
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	246
GeneID	246
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P16050
Peso proteico	75 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio