

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Alox15 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16050

Numero articolo: CM0027548

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega all'ALOX15 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio dei mediatori lipidici, dell'infiammazione e della regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ALOX15 Rabbit pAb
Note/Alias	LOG15; 12-LOX; 15-LOX; 15-LOX-1; ALOX15
Specie	Umano
GeneID (Umano)	246
GeneID	246
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 dell'ALOX15 umano (NP_001131.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16050
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio