


Anticorpo Policlonale Anti-Alox15B Per Wb, If/Icc, Elisa - O15296

Numero articolo: CM0029396



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ALOX15B umano (15-LOX-2), validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Rileva una proteina da 76 kDa coinvolta nella perossidazione dei PUFA e nella regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ALOX15B Rabbit pAb
Note/Alias	15-LOX-2; ALOX15B
Specie	Umano
GeneID	247 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-200 di ALOX15B umano (NP_001132.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15296
Peso proteico	76 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio