

## Anticorpo Monoclonale Anti-Alox5 Per Wb, If-P, Elisa - P09917

Numero articolo: CM0006995



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-ALOX5 di alta qualità validato per WB, IF-P ed ELISA. Rileva ALOX5 (5-LO) umano, di topo e ratto, un enzima chiave nella biosintesi dei leucotrieni. Ideale per la ricerca sull'infiammazione e l'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | ALOX5 Rabbit mAb                                                                                                |
| Note/Alias            | 5-LO, 5LPG, LOG5, 5-LOX, ALOX5                                                                                  |
| Specie                | Umano                                                                                                           |
| GeneID (Umano)        | 240                                                                                                             |
| Immunogeno            | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di ALOX5 umano (NP_000689.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                        |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                           |
| Applicazione          | WB, IF-P, ELISA                                                                                                 |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                              |
| SWISS                 | P09917                                                                                                          |
| Peso Proteico         | 78kDa/71kDa/74kDa/61kDa/56kDa                                                                                   |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                              |