


Anticorpo Policlonale Anti-Alox5 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P09917

Numero articolo: CM0023979



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ALOX5 di alta qualità convalidato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Riconosce la 5-lipossigenasi umana, murina e rat (P09917), un enzima chiave nella biosintesi dei leucotrieni e nella ricerca sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ALOX5 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	5-LO; 5LPG; LOG5; 5-LOX; ALOX5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	240
ID Gene	240
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di ALOX5 (NP_000689.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Rat
SWISS	P09917
Peso proteico	78 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio