

Anticorpo Policlonale Anti-Aloxe3 Per Wb, Elisa - Q9Byj1

Numero articolo: CM0027075



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro ALOXE3 umano (Lipossigenasi di tipo epidermico 3), convalidato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla barriera cutanea e sul metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ALOXE3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LI5; ARC13; E-LOX; eLOX3; eLOX-3; ALOXE3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	59344
GeneID	59344
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-280 di ALOXE3 umano (NP_067641.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BYJ1
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio