


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Alfa-1 Antichimotripsina (Serpina3) Per Wb, Elisa - P01011

Numero articolo: CM0002051



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'Alfa-1 Antichimotripsina umana (SERPINA3, ACT). Validato per WB ed ELISA; bersaglia i residui 1-423. Ideale per studi sulla risposta di fase acuta e sulla patologia delle placche amiloidi. Immunogeno ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Alfa-1 Antichimotripsina (SERPINA3)
Note/Alias	ACT; AACT; GIG24; GIG25; Alfa-1 Antichimotripsina (SERPINA3)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	12
ID Gene	12
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P01011
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio