


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Alpha-1 Antichimotripsina (Serpina3) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01011

Numero articolo: CM0017500



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Alpha-1-antichimotripsina umana (SERPINA3), validato per WB, IHC-P, ELISA. Inibisce la catepsina G dei neutrofili e la chimasi dei mastociti, implicata nella risposta di fase acuta e nel morbo di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Alpha-1 Antichimotripsina (SERPINA3) Rabbit pAb
Note/Alias	ACT; AACT; GIG24; GIG25; Alpha-1 Antichimotripsina (SERPINA3)
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	12
GeneID	12
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-423 dell'Alpha-1 Antichimotripsina umana (Alpha-1 Antichimotripsina (SERPINA3)) (NP_001076.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01011
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio