

Anticorpo Monoclonale Anti-Alpha-1 Antitripsina (Serpina1) Per Wb, If/Icc, Elisa - P01009

Numero articolo: CM0005644



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'Alpha-1 Antitripsina (SERPINA1) umana. Immunogeno ricombinante (aa 25-418). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Utilizzabile nella ricerca sulle malattie respiratorie e sulle serpina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Alpha-1 Antitripsina (SERPINA1) Rabbit mAb
Note / Alias	PI; A1A; AAT; PI1; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1)
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	5265
ID gene	5265
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-418 dell'Alpha-1 Antitripsina (SERPINA1) umana (NP_000286.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01009
Peso proteico	47 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio