

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Alpha-1 Antitripsina (Serpina1) Per Wb, Elisa - P01009

Numero articolo: CM0010210



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'Alpha-1 Antitripsina umana (SERPINA1) per Western blot ed ELISA, con reattività crociata su topo e ratto. Adatto per la ricerca sugli inibitori delle proteasi e sulle malattie respiratorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Alpha-1 Antitripsina (SERPINA1)
Note/Alias	PI; A1A; AAT; PI1; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Alpha-1 Antitripsina (SERPINA1)
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5265
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-418 dell'Alpha-1 Antitripsina umana (SERPINA1) (NP_000286.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P01009
Peso Proteico	47 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio