

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Alpha-1 Antitripsina (Serpina1) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01009

Numero articolo: CM0017339



introduzione

L'anticorpo policlonale Alpha-1 Antitripsina (SERPINA1) di coniglio rileva la SERPINA1 umana e murina. Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, bersaglia un inibitore chiave delle serina proteasi coinvolto nella protezione polmonare. Ideale per la ricerca sulle malattie respiratorie e infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Alpha-1 Antitripsina (SERPINA1) pAb di coniglio
Note / Alias	PI; A1A; AAT; PI1; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1)
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5265
GeneID	5265
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 156-255 dell'Alpha-1 Antitripsina umana (SERPINA1) (NP_000286.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Murina
SWISS	P01009
Peso proteico	47 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio