


Anticorpo Policlonale Anti-Alpha 1 Spectrin Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02549

Numero articolo: CM0017585



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Spectrin alpha 1 umana (SPTA1), validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce anche con le proteine di topo e ratto. Ideale per la ricerca sul citoscheletro e sulla membrana eritrocitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-alpha 1 Spectrin
Note/Alias	EL2; HPP; HS3; SPH3; SPTA; alpha 1 Spectrin
Specie	Umana
GeneID (umana)	6708
GeneID	6708
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 940-1160 della Spectrin alpha 1 umana (NP_003117.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, topo, ratto
SWISS	P02549
Peso della proteina	280 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante