


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Spettrina Alfa 1 Per Wb E Elisa - P02549

Numero articolo: CM0010988



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la spettina alfa 1 umana (SPTA1, P02549). Validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata con topo e ratto. Essenziale per la ricerca sul citoscheletro della membrana eritrocitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Nome del prodotto	mAb di coniglio contro la spettina alfa 1
Note/Alias	EL2; HPP; HS3; SPH3; SPTA; spettina alfa 1
Specie	Umana
GeneID (umano)	6708
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 2300-2400 della spettina alfa 1 umana (P02549).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P02549
Peso della proteina	280 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante