

Anticorpo Monoclonale Anti-Alfa-2-Macroglobulina (A2M) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01023

Numero articolo: CM0008560



introduzione

Anticorpo monoclonale di alta qualità prodotto in coniglio, diretto contro l'alfa-2-macroglobulina umana (A2M), un importante inibitore delle proteasi. Validato per western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica su paraffina ed ELISA. Funziona su specie umana, murina e ratto. Ideale per lo studio dei meccanismi di inibizione delle proteinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-alfa-2-macroglobulina (A2M)
Note/alias	A2MD, CPAMD5, FWP007, S863-7, Alfa-2-macroglobulina (A2M)
Specie	Umana
GenelD (umana)	2
GenelD	2
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1200-1300 dell'A2M umano (P01023)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina, ratto
SWISS	P01023
Peso della proteina	163 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante