

Anticorpo Policlonale Anti-Alfa-2-Macroglobulina (A2M) Per Wb - P01023

Numero articolo: CM0023080



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Alfa-2-Macroglobulina (A2M) umana, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Utile per studiare i meccanismi di inibizione delle proteasi e le interazioni delle proteine plasmatiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Alfa-2-Macroglobulina (A2M) Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	A2MD; CPAMD5; FWP007; S863-7; Alfa-2-Macroglobulina (A2M)
Specie	Umana
GeneID	2
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1155-1474 dell'Alfa-2-Macroglobulina (A2M) umana (NP_000005.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P01023
Peso Proteico	163kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio