


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Alpha-2-Macroglobulina (A2M) Per Wb, Elisa - P01023

Numero articolo: CM0014902



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Alpha-2-Macroglobulina (A2M) validato per WB e ELISA; rileva A2M umano, murine e di ratto. Utilizzato nella ricerca sull'inibizione delle proteasi. UniProt P01023.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Alpha-2-Macroglobulina (A2M) pAb di coniglio
Note/Alias	A2MD; CPAMD5; FWP007; S863-7; Alpha-2-Macroglobulina (A2M)
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2
GenelD	2
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1155-1474 dell'Alpha-2-Macroglobulina (A2M) umana (NP_000005.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01023
Peso proteico	163kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio