

Anticorpo Monoclonale Anti-Alfa-Fetoproteina (Afp) Per Wb, Elisa - P02771

Numero articolo: CM0006798



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio specifico per la proteina umana alfa-fetoproteina (AFP). Validato per applicazioni di Western blot (WB) ed ELISA. Rileva una banda di ~69 kDa. Ideale per la ricerca sui biomarcatori tumorali e sulla diagnosi prenatale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-alfa-fetoproteina (AFP)
Note/alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alfa-fetoproteina (AFP)
Specie	Umana
GeneID (umana)	174
GeneID	174
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P02771
Peso della proteina	69 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante