

Anticorpo Monoclonale Anti-Alfa-Fetoproteina (Afp) Per Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Numero articolo: CM0004733



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro l'Alfa-Fetoproteina (AFP) umana, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Ideale per la ricerca sui biomarcatori del cancro epatico e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Alfa-Fetoproteina (AFP) Rabbit mAb
Note/Alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alfa-Fetoproteina (AFP)
Specie	Umana
GeneID (Umana)	174
GeneID	174
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-609 dell'Alfa-Fetoproteina (AFP) umana (NP_001125.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P02771
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio