

Anticorpo Monoclonale Anti-Alpha-Fetoproteina (Afp) Per Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Numero articolo: CM0003326



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo mirato all'Alpha-Fetoproteina (AFP) umana. Adatto per applicazioni Western blot, IF/ICC ed ELISA. Cross-reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sui biomarcatori del cancro al fegato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Alpha-Fetoproteina (AFP) mAb di topo
Note/Alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alpha-Fetoproteina (AFP)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	174
GeneID	174
Immunogeno	Proteina ricombinante di Alpha-Fetoproteina umana (Alpha-Fetoproteina (AFP))
Fonte	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P02771
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio